

Fisiotek

CPM –Férula de Movimiento Pasivo

La gama de férulas de movimiento pasivo de miembro inferior **Fisiotek** está construida con unos motores de corriente continua que funciona con una tarjeta electrónica controlada por microprocesador.

Dispone de un teclado fijo/móvil desde donde el paciente puede detener o poner en marcha el aparato mediante un botón STOP / STAR.

La zona de posicionamiento de la extremidad del paciente, es completamente regulable para adaptarla a la longitud del fémur de personas con estaturas comprendidas entre 1,40 y 1,90 m.



FISIOTEK 2000

La Rehabilitación Pasiva del miembro inferior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo					
	2000 GS	2000 G	2000 TS	2000 T	2000 E	2000 N
Movimiento rodilla y cadera	X	X	X	X	X	X
Movimiento tobillo			X	X		
Utilización de Memory Card	X		X			
Control Velocidad extensión/flexión	X	X	X	X		
Control Velocidad					X	X
Control Fuerza	X	X	X	X	X	X
Control Tiempo de trabajo	X	X	X	X	X	X
Aumento automático extensión	X	X	X	X		
Aumento automático flexión	X	X	X	X		
Pausa en extensión	X	X	X	X		
Pausa en flexión	X	X	X	X	X	X
Ciclos de calentamiento (Warm up)	X		X			
Amplitud movimiento rodilla	-5° ÷ 110°	-5° ÷ 110°	0° ÷ 110° (*)	0° ÷ 110° (*)	-5° ÷ 110°	0° ÷ 110° (*)
Ampliezza movimiento caviglia			20° ÷ - 40°	20° ÷ - 40°		
Amplitud movimiento cadera (miembro medio)			10° ÷ 70°			
Velocidad			0,8°/sec. ÷ 4,6°/sec.			
Fuerza			0 ÷ 40Kg.			
Alimentación			85 ÷ 260 V ~ 50÷60 Hz			
Seguridad eléctrica			Clase 1 B Norma EN 60601-1			
Compatibilidad electromagnética			Grupo 1 Clase B Norma EN 60601-1-2			
Clasificación según Dir. CEE 93/42			Clase IIa			
Peso			Kg.14			

Los artículos cumplen con los Requisitos Esenciales aplicables de seguridad, salud y protección establecidos por la Directiva CEE 93/42

(*) Está disponible el accesorio para alcanzar 135° de flexión.



LOS ACCESORIOS



ACCESORIO PARA MIEMBROS MENORES DE 72 cm. *cód. RB200*

Este accesorio sólo puede montarse en los modelos 2000 TS, 2000 T y 2000 N. Permite la rehabilitación de un miembro con una longitud comprendida entre 61 y 72 cm. para una carrera de 0° a 110°. Utilizando el mismo accesorio se pueden alcanzar 135° de flexión en un miembro de 72 a 100 cm de longitud. Este accesorio sólo puede montarse en los modelos 2000 TS, 2000 T y 2000 N.

Flexión plantar y dorsal de tobillo para la CPM – *Fisiotek 2000 T*



CARRO DE INTERIORES *cód. RB205*

Está estudiado para solucionar problemas de transporte y colocación en el interior de la unidad o del centro. Simple y funcional, está provisto de apoyos para Fisiotek en material antideslizamiento y de ménsula de servicio.

MALETÍN *cód. RB474*

Estudiado para solucionar los problemas de transporte al exterior, está especialmente indicado para el alquiler. Provisto de ruedas, es sumamente manejable y se coloca fácilmente en el maletero del automóvil.

