



Home

Pump Range

Pump Specs

Garment Range

Garment Spec

Treatments

Diseño de la Unidad

Características:- La triangular sección del pie previene que los dedos sean pinzados y comprimidos en la planta del pie.

Entretela Interna:- proporciona una superficie interior lisa (no áspera) que automáticamente se ajusta a la talla de las extremidades del paciente. Permite un uso y colocación sencilla. Esto significa que el manguito permanece totalmente puesto durante el tratamiento sin necesidad de extensores o nuevos manguitos más pequeños.

Algunos competidores usan elementos y añadidos con cremalleras. Necesitan fijarlas cada vez que se usan y algunas veces quedan a mitad de camino de la terapia. No se ajustan totalmente y por ejemplo.. se hincha desproporcionadamente solo en la rodilla y solo esta zona recibe un tratamiento efectivo.

Otros, ofrecen manguitos muy suaves, de material interior elástico. En el exterior parece muy confortable pero de hecho solo sirve para prevenir que se produzca el pinzamiento de los dedos. El inconveniente de este material elástico interno es la posible acción de cizallamiento en la piel, lo que no es bueno, especialmente con pacientes que tienen úlceras en los pies.

Para el confort ofrece una base de algodón absorbente, en una funda estéril. Ayuda a absorber el sudor. Se debe recordar que en esencia todos los sistemas tienen un equivalente a un plástico y durante el tratamiento la extremidad comienza a sudar lo que puede ser muy desagradable. La otra ventaja de los forros es que se trata de un consumible, lo que permite cambiarlos fácilmente.

Finalmente, y probablemente los puntos fuertes de un sistema completo son los manguitos lavables en lavadora. Todos los manguitos son lavables y se pueden lavar en una lavadora. Todos los competidores deben lavar los manguitos a mano.